

Generalidades de migración a versión q_1_1

Esta guía sirve de referencia para el procedimiento de migración de versión Discovery a la versión **q_1_1**. Motores SQL y Oracle

Tiempo estimado para la migración: 1 hora

1. Apagar todos los servicios Discovery y durante el proceso de creación de copias de seguridad asegurarse de mantener los servicios apagados.
2. Antes de iniciar el proceso de instalación del nuevo servidor Discovery, realizar una copia del directorio **Discovery** actual y pegarlo en una ubicación distinta:
<unidad>:\Archivos de programa\LeverIT\Discovery¹⁾
3. Realizar una copia de la información de licenciamiento Discovery: *Inicio > Programas > Discovery > Register*
 - Nombre de Empresa
 - CD-Key
 - Serial²⁾

Se requiere registrar la instalación con el mismo nombre de empresa, si el CD-Key no cambia con respecto al generado en la instalación original se puede validar la licencia vía web, de lo contrario debe generarse un nuevo serial. [Ver Registro del servidor Discovery](#)

4. Realizar una copia de seguridad de la base de datos actual desde la consola de administración del motor de base de datos. Asesorarse del administrador de base de datos para este procedimiento.
5. Una vez creadas las copias de seguridad correspondientes, ejecutar la desinstalación de la versión actual del servidor (*Desinstalar programas > LeverIT Discovery*). **El proceso de desinstalación requiere del reinicio de la estación/servidor.**

Nota



En caso de que los módulos Discovery estén habilitados como servicios del sistema operativo se recomienda detener el o los servicios de Discovery desde la consola de servicios de Windows (services.msc). Al terminar la migración, siempre y cuando no se haya cambiado la ruta de instalación, solo será necesario el reinicio del servicio para que opere igual a como lo hacía antes del proceso de migración. De cambiarse la ruta de instalación es necesario eliminar el servicio o servicios existentes y crear nuevamente con la nueva ruta de instalación.

La eliminación de un servicio requiere reinicio del equipo.

Migración versión q 1 1, Generalidades Versión q 1 1

1)

La ruta puede cambiar dependiendo del idioma y versión del sistema operativo o de la personalización que se haya hecho durante la instalación

2)

Para versiones anteriores a la M10Q se requiere la generación de un nuevo serial en el sitio de creación de seriales <http://www.leverit-server.com/dlic/>

From:

<http://leverit.com/ithelpcenter/> - **IT Help Center**

Permanent link:

http://leverit.com/ithelpcenter/migracion_q_1_1:generalidades

Last update: **2020/09/16 20:30**

